

Số: ~~432~~../YDTB

Thái Bình, ngày ~~14~~ tháng 4 năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

(lần 1)

(V/v: Cung cấp hóa chất cho Trường Đại học Y Dược Thái Bình)

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ

Trường Đại học Y Dược Thái Bình đang có nhu cầu mua sắm hóa chất để phục vụ giảng dạy, thực tập, gồm các mục sau:

STT	Tên hóa chất	Thông số kỹ thuật	Quy cách đóng gói (để tham khảo)	ĐVT	Số lượng
1	Invitrogen PureLink™ RNase A (Catalog number: 12091021)	Nồng độ: 10 mg/ml Không chứa Dnase, Protease. Không phải ra nhiệt trước khi sử dụng.	lọ 10mg	lọ	1
2	FastDigest EcoRI (FD0274) Hộp(FastDigest EcoRI • 10X FastDigest Buffer (2 x 1.0 mL) • 10X FastDigest Green Buffer (2 x 1.0 mL)	Trình tự cắt: 5' G ↓ A A T T C 3' 3' C T T A A ↑ G 5' Thời gian cắt: 5 - 15 phút ở 37°C. Nhiệt độ bất hoạt: 80°C	hộp 800 µL	hộp	1
3	T4 DNA Ligase (15224041)	Nồng độ: 5 U/µL Thời gian gắn nhanh, chỉ trong vòng 10 phút ở nhiệt độ phòng.	hộp 1000 units	hộp	2
4	Kit tách chiết RNA từ mẫu mô của Qiagen (50 phản ứng)	Kit tách chiết RNA tổng số từ các mẫu mô, tế bào và nấm men bằng công nghệ màng silica dưới định dạng cột chiết. Kích thước RNA tổng số > 200 nt. Lượng mẫu đầu vào: 0.5–30 mg mô, 10–1 x 10 ⁷ tế bào người hoặc động vật. Thể tích thu hồi: 30–100 µl	hộp 50 test	hộp	1
5	Dung dịch DEPC	pH: 7.9 Nước được xử lý DEPC và lọc quang màng lọc 0.22 µm. Không chứa endo-, exodeoxyribonucleases, ribonucleases và phosphatases.	hộp 30ml	hộp	1

STT	Tên hóa chất	Thông số kỹ thuật	Quy cách đóng gói (để tham khảo)	ĐVT	Số lượng
6	DNA gel loading dye 6X	Nồng độ 6X. Thành phần gồm: - 2 dye: bromophenol blue và xylene cyanol FF giúp quan sát quá trình di chuyển DNA một cách dễ dàng. - Glycerol: kéo DNA trong ladder và mẫu điện di lắng xuống đáy giếng điện di. - EDTA: liên kết với các ion kim loại hóa trị 2 và ức chế các nuclease phụ thuộc kim loại.	hộp 5 x 1ml	hộp	1
7	DNA marker 100bp	Ladder dùng trong điện di các đoạn có kích thước từ 100 bp đến 1000 bp trên gel agarose hoặc gel polyacrylamide. Gồm 10 băng sáng tương đương với các kích thước 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100 bp. Băng tham chiếu: 500 bp. Cung cấp kèm 6X TriTrack DNA Loading Dye gồm 3 dye màu giúp dễ dàng quan sát quá trình di chuyển DNA trong quá trình điện di.	hộp 50 µg	hộp	1
8	GelRed	Nồng độ: 20000X Sử dụng cho nhuộm nucleic acid khi điện di trên gel agarose.	hộp 1ml	hộp	1

Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp theo danh mục nêu trên gửi báo giá về Trường Đại học Y Dược Thái Bình theo thông tin sau:

Đơn vị tiếp nhận: Phòng Vật tư & Trang thiết bị- Trường Đại học Y Dược Thái Bình – ĐT: 02273.838545 - 113

Địa chỉ: Số 373, đường Lý Bôn, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình

Thời gian: trước 16h00p ngày 18 / 04/2025

Lưu ý: Giá của hàng hóa, dịch vụ là giá đã bao gồm các loại thuế, phí theo luật định và chi phí vận chuyển... đến Trường Đại học Y Dược Thái Bình.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám hiệu (để chỉ đạo);
- Lưu VT, VT&TTB;
- Đăng trên website Trường.

HIỆU TRƯỞNG *Tuy*

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình